

# NOTRE SELECTION DE VARIETES DE BLE TENDRE D'HIVER

sept-20



VARIETES	VALEUR BOULANGERE	BLE BARBU	ALTERNATIVITE	PRECOCITE D'EPIAISON	DATE DE SEMS(1)	HAUTEUR	FROID	VERSE	GERMINATION	ROUILLE BRUNE	ROUILLE JAUNE	OIDIUM	PIETIN VERSE	FUSARIOSE EPIS	SEPTORIOSES	MOSAIQUE	SENSIBILITE AU CTU	NOTRE COMMENTAIRE		
<b>ABSALON</b>	BPS		1/2 HIVER	1/2 P	à partir du 15/10	C												T	Variété de haute qualité, bon PS, bonnes valeurs technologiques, recommander par la meunerie	
<b>AREZZO</b>	BPS	*	1/2 HIVER	P	15/10 au 30/10	C												T	Bonne valeur technologique, bonne qualité, bon ps	
<b>ARMSTRONG</b>	BPS	*	1/2 HIVER	P	15/10 au 30/10	C												T	BPS Correcteur, bon comportement en panification, bonne qualité	
<b>AURIGA</b>	BPS	*	HIV - 1/2 HIV	P	à partir du 05/10	C			NC									T	Le poids lourd du blé tendre supérieur de haute qualité à PS élevé	
<b>ENERGO</b>	BAF	*	HIVER	1/2 P	à partir du 30/09	H			NC			NC						T	Productivité élevé en grains et pailles, bon PS, tolérant aux maladies	
<b>FORZANO</b>	BPS	*	HIV - 1/2 HIV	P	à partir du 05/10	C												NC	S	Productif et rustique, bon comportement aux fusarioses
<b>IZALCO</b>	BAF	*	1/2 HIVER	P	à partir de 05/10	C			NC	AS/PS	AS/PS							NC	S	Très bon profil BAF, productive et régulière sur son segment de marché
<b>OREGRAIN</b>	BPS		1/2 H - 1/2 A	P	à partir du 15/10	C/M			NC									NC	T	Potentiel de rendement, PS très élevé, bon comportement à la fusariose
<b>PASSION</b>	BP	*	HIV - 1/2 HIV	P	à partir du 05/10	C			AS/PS			AS/PS						NC	T	SY PASSION présente un bon rapport protéines/rendement qui offre un bon profil meunier.
<b>PIBRAC</b>	BPS	*	HIVER	P	15/10 au 30/10	C/M			NC									NC	T	Variété précoce et productive avec un bon comportement face aux maladies, ainsi qu'un bon couple PS et Proteines.
<b>SOISSONS</b>	BPS	*	HIV-1/2 HIV	P	20/10 au 30/10	C													T	Toujours de bonnes valeurs boulangères, très sensible rouille brune
<b>SOLEHIO</b>	BPS	*	1/2 HIVER	P	15/10 au 30/10	M													T	Précocité Apache, bon ps, bonne résistance aux complexes maladies
<b>ULTIM</b>	BPS	*	HIV - 1/2 HIV	P	à partir du 05/10	C			NC	AS/PS	AS/PS							NC	S	Adapter à toutes zones de productions avec un profil multi résistances
<b>UNIK</b>	BPS	*	1/2 HIVER	P	15/10 au 30/10	C												NC	T	Bon potentiel, excellent PS, bon taux de proteines, inscrit à 105,7% des témoins, créneau de marché AREZZO,

Assez résistant    Peu sensible    Assez sensible    Sensible    Très sensible

sensibilité au chlortoluron : S=Sensible    T=Tolérant